

HI96801 桌上型糖度曲折度計

- 適果汁、飲品、布丁、蜂蜜、豆製品等多種產業利用
- 自動溫度補償
- 操作簡易快速
- IP65 防水等級
- 小巧省空間，所需樣本量僅 2 公滴

規格	HI96801
測試範圍	糖度 0 ~ 85% Brix 溫度 0 ~ 80°C
解析度	糖度 0.1 % Brix 溫度 0.1°C
精確度	糖度 $\pm 0.2\%$ Brix 溫度 $\pm 0.3^\circ\text{C}$
規格	HI96801
溫度補償	自動 10 ~ 40°C
測量時間	約 1.5 秒
最少樣本需求	100 μL (須完全覆蓋菱鏡)
光源	黃色 LED
測試槽材質	不銹鋼外環；鉛玻璃
自動關機	閒置 3 分鐘後
封閉等級	IP65
電池	9V 電池 1 顆，約供進行 5000 次測試
尺寸	192 x 104 x 69 mm
重量	420 g

HI96801 產品標準配備：

- 9V 電池 1 顆
- 操作說明書