

HI96821 桌上型鹽度曲折度計

- 適醬料、起司、醃瓜、罐頭食品、飲品等多種產業利用
- 自動溫度補償
- 操作簡易快速
- IP65 防水等級
- 小巧省空間，所需樣本量僅 2 公滴

規格	HI96821
測試範圍	g/100 g 0 ~ 28
	g/100 mL 0 ~ 34
	比重 1.000 ~ 1.216
	°Baumé 0 ~ 26
解析度	g/100 g 0.1
	g/100 mL 0.1
	比重 0.001
	°Baumé 0.1
精確度	g/100 g ±0.2
	g/100 mL ±0.2
	比重 ±0.002
	°Baumé ±0.2

規格	HI96821
溫度補償	自動 10 ~ 40°C
測量時間	約 1.5 秒
最少樣本需求	100 µL (須完全覆蓋菱鏡)
光源	黃色 LED
測試槽材質	不銹鋼外環；鉛玻璃
自動關機	閒置 3 分鐘後
封閉等級	IP65
電池	9V 電池 1 顆，約供進行 5000 次測試
尺寸	192 x 104 x 69 mm
重量	420 g

HI96821 產品標準配備：

- 9V 電池 1 顆
- 操作說明書

