

HI96822 桌上型海水鹽度曲折度計

- 自動溫度補償
- 操作簡易快速
- IP65 防水等級
- 以蒸餾水或去離子水單點校正
- 小巧省空間，所需樣本量僅 2 公滴

規格

HI96822

測試範圍	鹽度	0~50 PSU ; 0~150 ppt
	比重(20/20)	1.000~1.114
解析度	鹽度	1 PSU ; 1 ppt
	比重(20/20)	0.001
精確度	鹽度	±2 PSU ; ±2 ppt
	比重(20/20)	±0.002

規格

HI96822

溫度補償	自動 10 ~ 40°C
測量時間	約 1.5 秒
最少樣本需求	100 µL (須完全覆蓋菱鏡)
光源	黃色 LED
測試槽材質	不銹鋼外環；鉛玻璃
自動關機	閒置 3 分鐘後
封閉等級	IP65
電池	9V 電池 1 顆，約供進行 5000 次測試
尺寸	192 x 104 x 69 mm
重量	420 g

HI96822 產品標準配備：

- 9V 電池 1 顆
- 操作說明書