

HI98190 / HI98191 新一代 防水/手持式測定儀 酸鹼度計

新產品特色:

- IP67 防水認證
- CAL Check™ 貼心功能, 及時校正, 不拖延
- Data Logging 200 筆 數據儲存
- 5 點 pH 校正
- 精確度 ± 0.002 pH 準確值 ± 0.001 pH
- USB 電腦連線
- 精緻手提工具盒, 攜帶更方便
- GLP 校正紀錄回顧功能



技術規格	HI98190/HI98191	
pH	範圍	-2.000 ~ 16.000
	解析度	0.1 ; 0.01 ; 0.001
	精確度	± 0.01 ; ± 0.002
	校正	5 點校正, 可自行選擇五點 (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) 另可設 5 點客戶自訂校正點
mV	範圍	± 2000 mV
	解析度	0.1mV
	精確度	± 0.2 mV
溫度	範圍	-20 ~ 120°C ; -4.0 to 248.0°F
	解析度	0.1°C ; 0.1°F
	精確度	± 0.4 °C; ± 0.4 °F
ISE (HI98191 限定)	範圍	1.00E-7 to 9.99E10 濃度 (可至型選擇單位 EX: (M), (ppm))
	解析度	3 點線性 0.01; 0.1; 1; 10 濃度
	精確度	$\pm 0.5\%$ 讀值 (一價離子); $\pm 1\%$ (多價離子)
	校正	5 點校正, 可自行制定 6 個標準點
購買資訊	HI98190 及 HI98191 含 pH 電極 1 支 (HI98190 為 HI12963 ; HI98191 為 HI72911B), HI7004 pH4 標準液(230mL), HI7007M pH7 標準液(230mL), 電極清洗液 2 包, 100mL 燒杯 2 組, HI92000 電腦軟體, HI920015 傳輸線 1 組, 1.5V AA 電池 4 顆, 操作說明手冊(英中各一份), 品管報告及出廠資訊一份	