

HI5221/HI5222 新一代 桌上型彩色大螢幕 pH/ORP/ISE 測定儀

新產品特色:

- 校正智能認證及校正提醒功能
- 高達五點校正點 pH and ISE(HI5222 限定)
- 自動溫度或手動溫度補償
- 含 GLP 優良試驗操作規範回顧功能
- 高達 100 組(每組 1000 筆)自動記錄功能
- 可選擇手動、定時及穩定後記錄功能
- 可利用 HI92000 軟體直接將數據拋置電腦
- 可將紀錄之數據轉成即時曲線圖
- 含 ISE(離子電極偵測)功能 (HI5222 限定)
- 雙螢幕偵測及記錄 (HI5222 限定)



技術規格	H5221 / HI5222	
pH	範圍	-2.000 ~ 20.000
	解析度	0.1 ; 0.01 ; 0.001
	精確度	±0.01 ; ±0.002
	校正	5 點校正，可自行選擇五點 (1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) 另可設 5 點客戶自訂校正點
mV	範圍	±2000 mV
	解析度	0.1mV
	精確度	±0.2mV
溫度	範圍	-20 ~ 120°C ; -4.0 to 248.0°F ; 0.1K
	解析度	0.1°C ; 0.1°F ; 0.1K
	精確度	±0.4°C ; ±0.4°F ; ±0.1K
ISE (HI5222 限定)	範圍	1.00E-6 to 9.99E10 濃度 (可至型選擇單位 EX: (M), (ppm))
	解析度	1; 0.1; 0.01; 0.001 濃度
	精確度	± 0.5% 讀值 (一價離子) ±1% (多價離子)
	校正	5 點校正,可自行制定 6 個標準點)
購買資訊	HI5221 及 HI5222 含 HI1131B pH 電極 1 支, HI7662-T 溫度探棒 1 支, HI76404W 電極支架 1 組, HI70004 pH 4.01 緩衝液 1 包, HI70007 pH 7.01 緩衝液 1 包, HI700601 電極清洗液 2 包, HI7082 3.5M KCL 電極補充液(30mL) 1 瓶, 12V 變壓器 1 組, 操作說明書 1 份。	