

# HI98197 新一代 防水/手持式超純水測試儀

符合<645>法規

## 新產品特色：

- 可偵測純水至高濃度的液體
- IP67 防水認證
- CAL Check™ 貼心功能, 及時校正, 不拖延
- Data Logging 400 筆數據儲存
- 鹽度係數可自行更改
- 可設定自動背光功能
- USB 電腦連線
- 精緻手提工具盒, 攜帶更方便
- GLP 校正紀錄回顧功能



EC	範圍	0.000 to 9.999 $\mu$ S/cm 10.00 to 99.99 $\mu$ S/cm 100.0 to 999.9 $\mu$ S/cm 1.000 to 9.999 mS/cm 10.00 to 99.99 mS/cm 100.0 to 1000.0 mS/cm
	解析度	0.001 $\mu$ S/cm* / 0.01 $\mu$ S/cm / 0.1 $\mu$ S/cm 0.001 mS/cm / 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm
	精確度	$\pm 1\%$
Resistivity	範圍	0.00 to 99.9 ohms 100 to 999 ohms 1.00 to 9.99 kohms 10.0 to 99.9 kohms 100 to 999 kohms 1.00 to 9.99 Mohms 10.0 to 100.0 Mohms*
	解析度	0.1 ohms / 1 ohms / 0.01 Kohms / 0.1 Kohms / 1 Kohms 0.01 Mohms / 0.1Mohms*
	精確度	$\pm 1\%$

TDS	範圍	0.00 to 99.99 ppm 100.0 to 999.9 ppm 1.000 to 9.999 g/L 10.00 to 99.99 g/L 100.0 to 400.0 g/L
	解析度	0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001 g/L / 0.01 g/L / 0.1 g/L
	精確度	±1%
鹽度	範圍	%NaCl: 0.0 to 400.0% 海水比率: 0.00 to 80.00 (ppt) 食用鹽度: 0.01 to 42.00(PSU)
	解析度	0.1% /0.01
	精確度	±1%
溫度	範圍	-20.0 to 120.0°C
	解析度	0.1°C
	精確度	±0.2°C
EC 校正	自動五點校正	
鹽度校正	一點校正，使用 HI7037 校正液	
隨附電極	HI763123	
參考溫度	15, 20, 25°C	
電池	1.5V AA 電 4 顆；不開背光約可使用 100 小時、 開背光約 25 小時	
自動關機	閒置時限可選 5/10/30/60 分；亦可關閉此功能	
電腦連接規格	USB、配合操作軟體 HI92000	
適用環境	0~50°C；最大相對溼度 100% 防水等級 IP67	
尺寸 / 重量	185x93x35.2mm / 400g	